



EGO

HIFU
ULTRASUONI
MICROFOCALIZZATI
VISO E CORPO

IHY NEMESI

INNOVATION & TECHNOLOGY

SPOT DI DIVERSA FORMA E DIMENSIONI
PER TRATTARE AL MEGLIO TUTTE LE ZONE
VISO E CORPO



SINGOLA LINEA

MULTILINEA

SCHEMA TECNICA
EGO

Sistema di controllo	8" TFT Full Color Touch Sreen
Potenza di picco	450 VA
Alimentazione	AC 230V 50Hz, AC 110V 60HZ
Classe sicurezza elettrica	II / BF
Grado di protezione IP	IP40
ULTRASUONI MICROFOCALIZZATI	
Frequenza	4-10 MHz
Densità di potenza	2.5 W / cm ² (max) step 0.1)
Modalità	Focalizzata - Pulsata
Distanza tra i punti focali	1.0 mm / 1.5 mm / 2.0 mm
Distanza focale trasduttori	1.5 mm, 3.0 mm, 4,5 mm, 8.0 mm, 13.0 mm
Pressione d'esercizio	Da 700hP a 1060 hP
Pressione di stoccaggio	Da 500hP a 1060 hP
Temperatura d'esercizio	+0° C - +40° C
Temperatura di stoccaggio	-10° C - + 70° C
Dimensioni	56 cm x 40 cm x 46 cm
Peso	9 Kg
Umidità Relativa	< 80%

EGO HIFU (ultrasuoni microfocalizzati)

Gli ultrasuoni microfocalizzati (HIFU) sono l'ultima frontiera dei trattamenti antiage al momento disponibili: si tratta di un vero e proprio lifting non chirurgico che si effettua in meno di un'ora e non ha tempi di recupero legati al trattamento.

COME FUNZIONA

È un trattamento in grado di rilasciare grandi quantità di energia termica (fino a 70°C) a diverse profondità del tessuto

VISO:

- 1.5 mm Trattamento indicato per ACNE, PORI DILATATI, RUGHE D'ESPRESSIONE, MIGLIORAMENTO DELLA TEXTURE.
- 3.0mm Trattamento indicato per PIEGHE NASO-LABIALI, RUGHE D'ESPRESSIONE, STIMOLAZIONE DEI FIBROBLASTI, DENATURAZIONE DEL COLLAGENE.
- 4.5 mm Trattamento indicato per ridonare tonicità al viso, agisce al livello dello SMAS (fascia aponeurotica)
- 8.0 mm e 13.0 mm Trattamento indicato per il corpo: innalzando notevolmente la temperatura nelle aree di trattamento, si ottiene un'importante azione lipolitica, capace di sciogliere gli accumuli adiposi con efficacia.

RISULTATI SORPRENDENTI

Con **EGO** potrai offrire risultati tangibili e in poco tempo

- Miglioramento della texture
- Ripristino del microcircolo
- Rimpolpamento dei volumi
- Aumento dell'elasticità della pelle
- Riduzione delle rughe del collo
- Riduzione del doppio mento
- Stimolazione dei fibroblasti (maggiore produzione di collagene, elastina e acido ialuronico)
- Riduzione della cellulite
- Azione mirata su adiposità localizzate

I VANTAGGI:

Potrai utilizzare **EGO** tutto l'anno, nessuna controindicazione all'esposizione solare, si può utilizzare su pelli scure e abbronzate. Non ci sono tempi di recupero, al massimo un piccolo arrossamento che dura al massimo un'ora. Il risultato è visibile da subito e continua a migliorare di giorno in giorno, fino a raggiungere il suo massimo dopo 4-5 settimane, con un effetto che dura per almeno un anno.



INNOVATION & TECHNOLOGY

www.hynemesi.com



Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001
Certified Quality System



Member of CSQ Federation
RINA
ISO 13485
Medical Devices
Certified Quality System



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:

MKM Labo s.r.l.s.
Via Giambattista Gropello, 11
10138 Torino (TO)
sales: sales@mkmlabo.it