

# HERA 4.0

MICRONEEDLING  
RADIOFREQUENZA  
ELETTROSTIMOLAZIONE

**IHY NEMESI**

INNOVATION & TECHNOLOGY




## SCHEDA TECNICA / HERA 4.0

Sistema di controllo	8" TFT Full Color Touch Sreen
Potenza di picco	36 W
Alimentazione	AC 230V 50Hz, AC 110V 60HZ
Classe sicurezza elettrica	II / BF
Grado di protezione IP	IP40

Frequenza RF	2-4 MHz
Frequenza Elettrostimolazione	1-2 MHz
Modalità di Trasmissione	Bipolare Resistiva
Diametro microaghi	0,00047 mm
Lunghezza microaghi	0,1 mm
Materiale microaghi	Silicio monocristallino

Pressione d'esercizio	Da 700hp a 1060 hp
Pressione di stoccaggio	Da 500hp a 1060 hp
Temperatura d'esercizio	+0° C - +40° C
Temperatura di stoccaggio	-10° C - +70° C
Dimensioni	58 cm x 38 cm x 23 cm
Peso	3 Kg
Umidità Relativa	< 80%




I NUTRIENTI SPECIFICI PENETRANO IN PROFONDITÀ IN MANIERA MIRATA



TESTINA AD ALTE PULSAZIONI



MICROAGHI CHE SUPERANO LO STRATO CORNEO AUMENTANDO LA PERMEABILITÀ DEL DERMA



LA RADIOFREQUENZA GENERA UN CALORE ENDOGENO CHE STIMOLA I FIBROBLASTI NELLA PRODUZIONE DI ELASTINA, COLLAGENE E ACIDO IALURONICO



L'ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE COMBATTE LE RUGHE D'ESPRESSIONE E STIMOLA IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI

### HERA 4.0 - 3 TRATTAMENTI IN 1

**HERA4.0** integra 3 metodiche di trattamento per offrire il massimo dei risultati in una sola seduta.

**MICRONEEDLING**  
**RADIOFREQUENZA**  
**ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE**

#### COME FUNZIONA:

Il **microneedling** sfrutta dei micro aghi di silicio monocristallino in scala nanometrica che hanno uno spessore di 47 nm e una lunghezza di 0,1 mm, attraverso una serie di pulsazioni regolabili, questi micro aghi "perforano" lo strato corneo e contemporaneamente spingono i principi attivi in profondità nei tessuti.

La **radiofrequenza** invece ha un'azione stimolante dei fibroblasti, accelerando la normale produzione di elastina, collagene ed acido ialuronico. Il calore endogeno prodotto dalla radiofrequenza (42-43 °C) produce una vasodilatazione con conseguente maggior apporto di ossigeno e nutrienti per le cellule, questo si traduce anche in un miglioramento della texture e una ritrovata luminosità della pelle. Infine l'**elettrostimolazione muscolare** prodotta da specifiche onde biocompatibili, contrasta le rughe d'espressione che derivano dalla contrazione dei muscoli facciali, inoltre la stimolazione muscolare passiva, produce una ginnastica vascolare che aiuta il microcircolo e il drenaggio dei liquidi di ristagno, combattendo in modo efficace non solo le rughe ma anche borse e occhiaie. La sinergia di queste 3 metodiche produce immediati miglioramenti e permette di trattare tantissimi tipi di inestetismi con un'unica piattaforma: **HERA 4.0** ACNE, PORI DILATATI, RUGHE D'ESPRESSIONE, MIGLIORAMENTO DELLA TEXTURE, PIEGHE NASO-LABIALI, CONTORNO OCCHI, STIMOLAZIONE DEI FIBROBLASTI, IDRATAZIONE PROFONDA, BORSE E OCCHIAIE.

IN COLLABORAZIONE CON:

**HYPERIA**  
COSMETICS

PRINCIPI ATTIVI RICERCATI SPECIFICI PER OGNI TRATTAMENTO

**-MESODERMIC HYDRA: un concentrato di acqua a disposizione immediata.** Garantisce un'idratazione profonda, dinamizza gli scambi cellulari e preserva la tonicità della pelle, rallenta la formazione delle rughe.

**-MESODERMIC PURE: inibisce l'eccesso di secrezione sebacea normalizzando la quantità di film idrolipidico sull'epidermide.** Antisettico, cicatrizzante, idratante, riequilibrante.

**-MESODERMIC SCHIARENTE ANTIMACCHIE: un trattamento efficace contro le macchie della pelle ed i disordini pigmentari.** Inibisce la tyrosinasi, schiarisce le macchie, il colorito naturale della pelle è uniforme e sano.

**-MESODERMIC LIFT: migliora l'aspetto della cute affaticata e con poca tonicità.** Azione antiossidante e contrastante i radicali liberi, riduzione del numero e della profondità delle micro rughe, miglioramento della condizione della pelle ruvida, secca e danneggiata.

**HY NEMESI**

INNOVATION & TECHNOLOGY

[www.hynemesi.com](http://www.hynemesi.com)



Member of CIG Federation  
**RINA**  
ISO 9001  
Certified Quality System



Member of CIG Federation  
**RINA**  
ISO 13485  
Medical Devices  
Certified Quality System



**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:**  
**MKM Labo s.r.l.s.**  
via Giambattista Gropello, 11  
10138 Torino (TO)  
sales: [sales@mkmlabo.it](mailto:sales@mkmlabo.it)