

# HERA 4.0

MICRONEEDLING  
FRECUENCIA DE RADIO  
ELECTROSTIMULACIÓN


**IHY NEMESI**

INNOVATION & TECHNOLOGY



## FICHA DE DATOS / HERA 4.0

SISTEMA de control	8" TFT Full Color Touch Sreen
Potencia MÁXIMA	36 W
ALIMENTACIÓN	AC 230V 50Hz, AC 110V 60HZ
Clase de seguridad eléctrica	II / BF
Grado de protección IP	IP40
Frecuencia RF	2-4 MHz
Frecuencia Electroestimulación	1-2 MHz
Método de transmisión	Bipolar resistivo
Diámetro de la microaguja	0,00047 mm
Longitud de la microaguja	0,1 mm
Material de microagujas	Silicio monocristalino
Presión operacional	De 700hP a 1060 hP
Presión de almacenamiento	De 500hP a 1060 hP
Temperatura de funcionamiento	+0° C - +40° C
Temperaturas de almacenamiento	-10° C - +70° C
Dimensiones	58 cm x 38 cm x 23 cm
Peso	3 Kg
Humedad relativa	< 80%




NUTRIENTES ESPECÍFICOS  
PENETRAN  
PROFUNDO EN UN MODO  
OBJETIVO




CABEZA DE ALTO PULSO



MICRO-AGUJAS QUE SUPEREN EL  
AUMENTO DE LA CAPA CÓRNEA  
PERMEABILIDAD DE DERMA



LA RADIOFRECUENCIA GENERA  
CALOR ENDÓGENO QUE ESTIMULA LOS  
FIBROBLASTOS EN LA PRODUCCIÓN  
DE ELASTINA, COLÁGENO Y ÁCIDO  
HIALURÓNICO



LA ELECTROSTIMULACIÓN  
MUSCULAR COMBATE LAS ARRUGAS  
DE EXPRESIÓN Y ESTIMULA EL  
DRENAJE DE LÍQUIDOS

### HERA 4.0 - 3 TRATAMIENTOS EN 1

**HERA4.0** integra 3 diferentes métodos de tratamiento para ofrecer los máximos resultados en una sola sesión.

#### MICRONEEDLING

#### FRECUENCIA DE RADIO

#### ELECTROSTIMULACIÓN MUSCULAR

#### COMO FUNCIONA:

**El Microneedling** utiliza microagujas de silicio monocristalino a nanoescala que tienen un grosor de 47 nm y una longitud de 0,1 mm. A través de una serie de pulsaciones ajustables, estas microagujas atraviesan la capa córnea de la piel y al mismo tiempo favorecen la penetración de los principios activos en profundidad.

**La radiofrecuencia** tiene una acción estimulante sobre los fibroblastos, acelerando la producción normal de elastina, colágeno y ácido hialurónico. El calor endógeno producido por la radiofrecuencia (42-43 ° C) produce una vasodilatación que resulta en un mayor aporte de oxígeno y nutrientes para las células, esto también se traduce en una mejora de la textura y un nuevo brillo de la piel.

En fin, la **estimulación muscular eléctrica** producida por ondas específicas biocompatibles, contrasta las líneas de expresión que derivan de la contracción de los músculos faciales, además la estimulación muscular pasiva, produce una gimnasia vascular que ayuda a la microcirculación y al drenaje de los fluidos estancados, combatiendo de una manera eficaz no solo las arrugas sino también las bolsas y ojeras. La sinergia de estos 3 métodos produce mejoras inmediatas y le permite tratar muchos tipos de imperfecciones con una sola plataforma: **HERA 4.0.**

ACNÉ, POROS EXPANDIDOS, ARRUGAS DE EXPRESIÓN, MEJORA DE TEXTURA, PLEGADOS NARIZ-LABIALES, CONTORNO DE OJOS, ESTIMULACIÓN FIBROBLASTOS, HIDRATACIÓN PROFUNDA, BOLSAS Y OJERAS.

#### EN ALIANZA CON:

**HYPERIA**  
COSMETICS

#### INGREDIENTES ACTIVOS BUSCADOS PARA CADA TRATAMIENTO

**-MESODERMIC HYDRA: un concentrado de agua disponible inmediatamente.** Garantiza una hidratación profunda, dinamiza los intercambios celulares y preserva el tono de la piel, frena la formación de arrugas.

**-MESODERMIC PURE: Inhibe el exceso de secreción sebácea al normalizar la cantidad de película hidrolipídica de la epidermis.** Antiséptico, cicatrizante, hidratante, reequilibrante.

**-MESODERMIC LIGHTENING ANTIMANCHAS: un tratamiento eficaz contra las manchas cutáneas y las alteraciones de la pigmentación.** Inhibe la tirosinasa, aclara las manchas, el color natural de la piel es uniforme y saludable.

**-MESODERMIC LIFT: mejora el aspecto de las pieles cansadas con poco tono.** Acción antioxidante y neutralizante de los radicales libres, reducción del número y profundidad de las microarrugas, mejora del estado de la piel rugosa, seca y dañada.

**HY NEMESI**

INNOVATION & TECHNOLOGY

[www.hynemesi.com](http://www.hynemesi.com) / [info@mkmlabo.it](mailto:info@mkmlabo.it)



Member of CIG Federation  
**RINA**  
ISO 13485  
Medical Devices  
Certified Quality System



Member of CIG Federation  
**RINA**  
ISO 9001  
Certified Quality System



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  
MKM Labo s.r.l.s.  
via Giambattista Gropello, 11  
10138 Toriono (TO)  
sales: [sales@mkmlabo.it](mailto:sales@mkmlabo.it)